



	Modelltyp				
	S	M	L	XL	XXL
H (mm)	1375	2030	2030	2030	2030
B (mm)	595	595	895	1195	1395
T (mm)	610	610	610	610	610
T1 (mm)	-	-	965	1262	1365
T2 (mm)	1182	1182	1182	1182	1282
Türen	1	1	2	2	2
Leergewicht (kg)	255	355	485	605	685
Schrankinnen- volumen (m³)	0,2	0,31	0,54	0,77	0,92

**Außenmaße**


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: SUPREME Typ G90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00081044	Blatt: 1 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-10-19	




	Modelltyp				
	S	M	L	XL	XXL
H1	1171	1826	1826	1826	1826
BS (mm)	430	430	730	1030	1230
TS (mm)	363	363	344	344	344
L (l)	220	220	220	220	220
LB (mm)	415	415	699	999	1199
FH1 (mm)	268	268	249	249	249
FH1 (mm) Einstellbereich	25 - 295	25 - 295	25 - 295	25 - 295	25 - 295
FH2 (mm)	658	1016	1016	1016	1016
FH2 (mm) Einstellbereich	300 - 658	300 - 1300	300 - 1300	300 - 1300	300 - 1300
Max. Zuladung (kg)	100	100	300	400	400
Anzahl Haltegurte	2	2	3	4	4

- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- L: Max. Gesamtvolumen der Druckgasflaschen (nach EN 14470-2)
- LB: lichte Breite
- AH: Armaturenhalter - verstellbar
- FH: Flaschenhalter - verstellbar
- EK: Einrollklappe

Innenraum  
Modelltyp L, XL, XXL



Innenraum  
Modelltyp S, M



Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: SUPREME Typ G90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		Blatt: 2 von 5	
	Zeichnungsnummer: D00081044	Revision: 02		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				

Modelltyp S, M

Abb. A = Auslieferungposition, Abb. B + C = Umbauvarianten




Abb. A




Abb. B




Abb. C

Modelltyp L, XL, XXL

Abb. A = Auslieferungposition, Abb. B + C = Umbauvarianten




Abb. A




Abb. B





Abb. C

Beispiele:





	Modelltyp				
	S	M	L	XL	XXL
AH1 (mm)	135	135	135	135	135
AH1 (mm) Einstellbereich	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230

Armaturenhalter

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: SUPREME Typ G90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		Blatt: 3 von 5	
	Zeichnungsnummer: D00081044	Revision: 02		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				

Ansicht ohne Armaturenhalter




	Modelltyp				
	S	M	L	XL	XXL
<b>BFS1 (mm)</b>	338	338	357	357	357

SA: Spülgasanschluss  
BFS: Bohrflächen Seite

Spülgasanschluss / Bohrflächen Seite

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: SUPREME Typ G90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00081044	Blatt: 4 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-10-19	



	Modelltyp				
	S	M	L	XL	XXL
<b>BFD1 (mm)</b>	-	-	131	281	381

NW: 110, mit Adapter 75  
 AB: Abluftanschluss  
 ZU: Zuluftanschluss  
 TH: Thermoelement  
 BFD: Bohrflächen Decke

### Lüftungsanschluss / Bohrflächen Decke

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: SUPREME Typ G90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		Blatt: 5 von 5	
	Zeichnungsnummer: D00081044	Revision: 02		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				