




	Modelltyp			
	M	L	XL	XXL
H (mm)	2030	2030	2030	2030
B (mm)	595	895	1195	1395
T (mm)	596	596	596	596
T1 (mm)	-	936	1236	1336
T2 (mm)	1168	1168	1168	1268
Türen	1	2	2	2
Leergewicht (kg)	300	400	495	575
Schrankinnen- volumen (m ³)	0,42	0,67	0,92	1,07

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ECO		
	Typ G30, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Zeichnungsnummer: D00081167	Blatt: 1 von 4	
	Revision: 02	Datum: 2016-10-25	





	Modelltyp			
	M	L	XL	XXL
H1	1884	1884	1884	1878
BS (mm)	500	800	1100	1294
TS (mm)	367	367	367	361
L (l)	220	220	220	220
LB (mm)	428	705	1005	1199
AH1 (mm)	200	200	200	200
AH1 (mm) Einstellbereich	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230
AH2 (mm)	1600	1573	1573	1573
AH2 (mm) Einstellbereich	450 - 1600	450 - 1600	450 - 1600	450 - 1600
FH1 (mm)	272	272	272	266
FH1 (mm) Einstellbereich	25 - 320	25 - 320	25 - 320	25 - 314
FH2 (mm)	1016	1016	1016	1016
FH2 (mm) Einstellbereich	300 - 1300	300 - 1300	300 - 1300	300 - 1300
Max. Zuladung (kg)	200	300	400	400
Anzahl Haltegurte	2	3	4	4

- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- L: Max. Gesamtvolumen der Druckgasflaschen (nach EN 14470-2)
- LB: lichte Breite
- AH: Armaturenhalter - verstellbar
- FH: Flaschenhalter - verstellbar
- EK: Einrollklappe

Innenmaße


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ECO		Blatt: 2 von 4	
	Typ G30, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren			
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Zeichnungsnummer: D00081167	Revision: 02		Datum: 2016-10-25



SA: Spülgasanschluss

Spülgasanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ECO		
	Typ G30, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Zeichnungsnummer: D00081167	Blatt: 3 von 4	
	Revision: 02	Datum: 2016-10-25	



	Modelltyp			
	M	L	XL	XXL
A1 (mm)	106	106	106	109
BFD1 (mm)	-	131	281	381

NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluftanschluss
 TH: Thermoelement
 BFD: Bohrflächen Decke

Lüftungsanschluss / Bohrflächen Decke

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ECO		
	Typ G30, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Zeichnungsnummer: D00081167	Blatt: 4 von 4	
	Revision: 02	Datum: 2016-10-25	