



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0520 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3
63791 Karlstein
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Sicherheitsschränke

Geprüft nach:

DIN EN 14470-1:2004
EK5/AK4 21-01:2021
DIN EN 16121:2017
DIN EN 16122:2012
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 034-713273882-000

Gültig bis: 2028-03-07

Datum, 2023-03-09

Horst Kristen

(Horst Kristen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0520 Rev. 00

Modell(e): CLASSIC, COMPACT, TAP C,
SUPPLY C, DISPOSAL C, COOL

Kenndaten:

CLASSIC	
Modelltyp (standard und pro)	ca. Baugröße mit Sockel (Breite x Tiefe x Höhe in mm)
S	594 x 612 x 1385
SL	594 x 747 x 1385
XS	1194 x 612 x 1385
M	594 x 612 x 2045
ML	594 x 747 x 2045
L	894 x 612 x 2045
LL	894 x 747 x 2045
XL	1194 x 612 x 2045
XXL	1654 x 747 x 2045

COMPACT	
Modelltyp	ca. Baugröße mit Sockel (Breite x Tiefe x Höhe in mm)
SL	594 x 747 x 1385
ML	594 x 747 x 2045
LL	894 x 747 x 2045
XXL	1654 x 747 x 2045

TAP C	
Modelltyp	ca. Baugröße mit Sockel in mm (Breite x Tiefe x Höhe)
LL	894 x 747 x 2045
XL	1194 x 612 x 2045
XXL	1654 x 747 x 2045

SUPPLY C	
Modelltyp	ca. Baugröße mit Sockel in mm (Breite x Tiefe x Höhe)
LL	894 x 747 x 2045
XXL	1654 x 747 x 2045



ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0520 Rev. 00

DISPOSAL C	
Modelltyp	ca. Baugröße mit Sockel in mm (Breite x Tiefe x Höhe)
M	594 x 612 x 2045
ML	594 x 747 x 2045
L	894 x 612 x 2045
LL	894 x 747 x 2045
XL	1194 x 612 x 2045
XXL	1654 x 747 x 2045

COOL	
Modelltyp	ca. Baugröße mit Sockel in mm (Breite x Tiefe x Höhe)
standard XL	894 x 747 x 2045
dual XL	894 x 747 x 2045

Feuerwiderstandsfähigkeit: FWF 90

Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.