



	Modelltyp							
	S	S-5	M	M-5	L	L-5	XL (MTW)	XL-5 (MTW)
H (mm)	631	631	631	631	631	631	631	631
B (mm)	601	601	889	889	1100	1100	1400	1400
T (mm)	594	494	594	494	594	494	594	494
T1 (mm)	1170	1070	1013	913	1119	1019	1119	1019
T2 (mm)	-	-	1013	913	1119	1019	993	893
T3 (mm)	-	-	-	-	-	-	986	886
Türen	1	1	2	2	2	2	3	3
Leergewicht (kg)	110	100	150	135	180	165	225	205
Schrankinnen-volumen (m³)	0,11	0,09	0,17	0,14	0,22	0,17	0,29	0,23

MTW: Mitteltrennwand
 * standard Sockelhöhe (siehe Seite 4)

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: UTS standard Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: D00081324	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-11-02	




	Modelltyp							
	S	S-5	M	M-5	L	L-5	XL (MTW)	XL-5 (MTW)
H1 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380
BS (mm)	480	480	767	767	980	980	767 / 471	767 / 471
TS (mm)	424	324	424	324	424	324	424	324
M (kg)	60	60	60	60	60	60	60	60
Max. Zuladung (kg)	60	60	60	60	60	60	120	120
L (l)	12	9	19	14	24	19	19 / 12	14 / 9
V (l)	13,2	10,4	21,3	16,4	27,2	20,9	21,3 / 13,2	16,4 / 10,2
Anzahl Stellflächen	1	1	1	1	1	1	2	2

- H1: Max. Einstellhöhe
- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: Max. Auffangvolumen
- MTW: Mitteltrennwand

Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: UTS standard Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügel(tür)en		Blatt: 2 von 4	
	Zeichnungsnummer: D00081324	Revision: 02		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				




	Modelltyp							
	S	S-5	M	M-5	L	L-5	XL (MTW)	XL-5 (MTW)
A1 (mm)	304	304	304	304	304	304	604	604

NW: 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft
 MTW: Mitteltrennwand


Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: UTS standard Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00081324	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-11-02	





Außenboden



Klassischer Sockel



ToeKick-Sockel



	variable Sockelausführungen		
	Außenboden	Klassischer Sockel	ToeKick-Sockel
HS (mm)	3	20 bis 135	60 bis 135

Sockelausführungen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: UTS standard
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügel Tür(en)

Zeichnungsnummer: D00081324 Blatt: 4 von 4

Revision: 02 Datum: 2016-11-02

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

