







	Modelltyp					
	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2
H (mm)	2053	2053	2053	2053	2053	2053
B (mm)	654	654	954	954	1254	1254
T (mm)	400	400	400	400	400	400
T1 (mm)	995	995	852	852	1002	1002
T2 (mm)	-	-	872	872	1022	1022
Leergewicht (kg)	75	75	100	100	115	115
Türen	1	1	2	2	2	2
Kontrollfenster	-	1	-	2	-	2

KF: Kontrollfenster (350mm x 350mm)

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Gasflaschen-Depots Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00106680	Blatt: 1 von 4	
	Revision: 01	Datum: 2020-06-23	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein			




	Modelltyp					
	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2
AH1 (mm)	28 - 322	28 - 322	28 - 322	28 - 322	28 - 322	28 - 322
BS (mm)	590	590	890	890	1190	1190
TS (mm)	344	344	344	344	344	344
LB (mm)	535	535	818	818	1118	1118
Anzahl Haltegurte	2	2	3	3	4	4

AH: Armaturenhalter - verstellbar
 FH: Flaschenhalter
 BS: Breite Stellfläche
 TS: Tiefe Stellfläche
 LB: lichte Breite

Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Gasflaschen-Depots Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00106680	Blatt: 2 von 4	
	Revision: 01	Datum: 2020-06-23	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein			



	Modelltyp					
	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2
A1 (mm)	-	-	427	427	419	419
Anzahl Durchführungen	4	4	6	6	8	8

DF: Durchführung

Decken-Durchführung

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein


Benennung: Gasflaschen-Depots
Sicherheitsschrank mit Flügeltüren

Zeichnungsnummer: D00106680 Blatt: 3 von 4

Revision: 01 Datum: 2020-06-23

 **DÜPERTHAL**





	Modelltyp					
	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2
A2 (mm)	564	564	864	864	1164	1164

Bodenbefestigung

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Gasflaschen-Depots Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: 000106680	Blatt: 4 von 4	
	Revision: 01	Datum: 2020-06-23	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein			