







Griff



Push-to-open





	Modelltyp
	S
H (mm)	805
B (mm)	601
T (mm)	594
T1 (mm)	1170
Türen	1
Leergewicht (kg)	130
Schrankinnen-volumen (m³)	0,15

* Standard Sockelhöhe (siehe Seite 4)

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BENCH standard Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür		
	Zeichnungsnummer: D00080272	Blatt: 1 von 4	
	Revision: 04	Datum: 2016-09-08	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein			



	Modelltyp
	S
H1 (mm)	554
BS (mm)	480
TS (mm)	424
M (kg)	60
Max. Zuladung (kg)	60
L (l)	12
V (l)	13,2
Anzahl Stellflächen	1

H1: Max. Einstellhöhe
 BS: Breite Stellfläche
 TS: Tiefe Stellfläche
 M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
 L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
 V: Max. Auffangvolumen

Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BENCH standard
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür


Zeichnungsnummer: D00080272 Blatt: 2 von 4

Revision: 04 Datum: 2016-09-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

 **DÜPERTHAL**





NW: 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft

Lüftungsanschluss


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik
 Frankenstrasse 3
 D-63791 Karlstein

Benennung: BENCH standard
 Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür


Zeichnungsnummer: D00080272 Blatt: 3 von 4

Revision: 04 Datum: 2016-09-08




DÜPERTHAL





Außenboden



Klassischer Sockel



ToeKick-Sockel



	variable Sockelausführungen		
	Außenboden	Klassischer Sockel	ToeKick-Sockel
HS (mm)	3	20 bis 135	60 bis 135

Sockelausführungen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BENCH standard
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür

Zeichnungsnummer: D00080272 Blatt: 4 von 4

Revision: 04 Datum: 2016-09-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

 **DÜPERTHAL**

