



	Modelltyp
	S
H1 (mm)	270
BS (mm)	403
TS (mm)	410
M1 (kg)	20
M2 (kg)	15
Max. Zuladung (kg)	35
L (l)	2,5
V (l)	2,9
Anzahl Stellflächen	2
Leergewicht (kg)	145

- H1: Max. Einstellhöhe  
 BS: Breite Stellfläche  
 TS: Tiefe Stellfläche  
 M1: Tragfähigkeit pro Auszugswanne  
 (gleichmäßig verteilt)  
 M2: Tragfähigkeit pro zusätzliche Auszugswanne  
 (gleichmäßig verteilt)  
 L: Höchstvolumen des größten Einzelbindes  
 V: Max. Auffangvolumen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: Zusätzliche Auszugswanne  
BENCH pro

Zeichnungsnummer: D00101087 Blatt: 1 von 1

Revision: 02 Datum: 2019-07-03

Düperthal Sicherheitstechnik  
Frankenstrasse 3  
D-63791 Karlstein

 **DÜPERTHAL**