



	Modelltyp			
	LS	M	L	XL
H (mm)	1950	2045	2045	2045
B (mm)	950	594	894	1194
T (mm)	420	612	612	612
T1 (mm)	860	1112	1018	1168
Türen	2	1	2	2
Leergewicht (kg)	80	69	91	113
Schrankinnen- volumen (m ³)	0,7	0,7	1,0	1,3

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: CHEM standard / CHEM tox Sicherheitsschrank mit Flügel Türen)		
	Zeichnungsnummer: D00103086	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2019-11-27	




	Modelltyp			
	LS	M	L	XL
BS (mm)	940	584	884	1184
TS (mm)	370	560	560	560
M (kg)	50	50	50	50
Max. Zuladung (kg)	200	200	200	200
L (l)	18	20	30	40
V (l)	20	26	34	46
Anzahl Lagerböden	3	3	3	3

- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: Max. Auffangvolumen

Max. Gebindehöhe (mm)			
		Modelltyp	
		LS	M, L, XL
Lagerböden	H1	575	600
	H2	575	600
	H3	508	552
Lagerböden im 25mm-Raster verstellbar			

Innenmaße


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: CHEM standard / CHEM tox Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		Blatt: 2 von 4	
	Zeichnungsnummer: D00103086	Revision: 03		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				



NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss

Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: CHEM standard / CHEM tox Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: 000103086	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2019-11-27	



● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: CHEM standard / CHEM tox Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: D00103086	Blatt: 4 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2019-11-27	