




	Modelltyp	
	M	XL
H (mm)	2037	2037
B (mm)	594	1194
T (mm)	597	597
T1 (mm)	854	854
Türen	1	2
Leergewicht (kg)	300	520
Schrankinnenvolumen (m ³)	0,43	0,94

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM vario Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00098512	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2019-01-22	




Max. Einstellhöhen (mm)	
	Modelltyp M, XL
H1	286
H2	286
H3	286
H4	286
H5	303

	Modelltyp	
	M	XL
BS (mm)	318	2x 368
TS (mm)	427	2x 492
M (kg)	11	11
Max. Zuladung (kg)	55	110
L (l)	10	10
V (l)	11	11
LB (mm)	326	832
Anzahl Varioböden	5	10

- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: max. Auffangvolumen
- LB: lichte Breite

Innenmaße


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM vario Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		Blatt: 2 von 4	
	Zeichnungsnummer: D00098512	Revision: 01		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				



NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft
 TH: Thermoelement

Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM vario Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00098512	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2019-01-22	



● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM vario Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00098512	Blatt: 4 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2019-01-22	