



	Modelltyp			
	M	ML	XL	XL (MTW)
H (mm)	2037	2037	2037	2037
B (mm)	594	594	1194	1194
T (mm)	597	747	597	597
T1 (mm)	854	1004	854	854
Türen	1	1	2	2
Leergewicht (kg) *	310 - 325	355 - 370	520 - 535	530 - 560
Schrankinnenvolumen (m³)	0,43	0,56	0,94	0,94

\* variiert nach Anzahl der Auszugsböden

MTW: Mitteltrennwand

### Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM pro Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00080656	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2016-09-26	



	Modelltyp			
	M	ML	XL	XL (MTW)
<b>BS (mm)</b>	305	305	825	2x 385
<b>TS (mm)</b>	415	565	415	2x 415
<b>M (kg)</b>	40	40	60	40
<b>Max. Zuladung (kg)</b>	240	240	360	360
<b>L (l)</b>	10	15	25	10
<b>V (l)</b>	11	16,5	27,5	2x 11
<b>LB (mm)</b>	342	342	864	2x 424


- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: max. Auffangvolumen
- LB: lichte Breite
- MTW: Mitteltrennwand

Max. Einstellhöhen (mm)		
	Modelltyp M, ML, XL, XL (MTW)	
3 Auszugsböden	H1	511
	H2	511
	H6	484
4 Auszugsböden	H1	383
	H2	383
	H3	383
	H6	356
5 Auszugsböden	H1	303
	H2	303
	H3	303
	H4	303
	H6	292
6 Auszugsböden	H1	255
	H2	255
	H3	255
	H4	255
	H5	255
	H6	228

auf Anfrage ab Werk im 16mm-Raster verstellbar

**Innenmaße**


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM pro Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		Blatt: 2 von 4	
	Zeichnungsnummer: D00080656	Revision: 03		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				



NW: 110, mit Adapter 75  
 AB: Abluftanschluss  
 ZU: Zuluft  
 TH: Thermoelement

### Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM pro Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00080656	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2016-09-26	



● Stellfußfläche

### Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: PREMIUM pro Typ 90, Sicherheitsschrank mit Falttür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00080656	Blatt: 4 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2016-09-26	
			