

	Modelltyp			
	ACID U pro		ACID B pro	
	S	L (MTW)	S	L (MTW)
H (mm)	631	631	805	805
B (mm)	600	1100	600	1100
T (mm)	609	609	609	609
T1 (mm)	1207	1159	1207	1159
Türen	1	2	1	2
Leergewicht (kg)	35	65	40	75
Schränkinnen volumen (m³)	0,18	2x 0,16	0,23	2x 0,21



MTW: Mitteltrennwand

* standard Sockelhöhe

Sockelhöhen von 20 bis 135mm möglich

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ACID U pro, ACID B pro Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: D00111760	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-05-20	




	Modelltyp	
	ACID U pro ACID B pro	
	S	L (MTW)
BS (mm)	474	404
TS (mm)	404	474
M (kg)	40	40
max. Zuladung (kg)	80	160
L (l)	17	17
V (l)	19	19
LB (mm)	553	2x 513
Anzahl Auszugswannen	2	4

- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Auszugswanne (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: max. Auffangvolumen pro Auszugswanne
- LB: lichte Breite
- MTW: Mitteltrennwand

max. Einstellhöhen (mm)		
	Modelltyp	
	ACID U pro	ACID B pro
H1	264	350
H2	264	350

Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ACID U pro, ACID B pro Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: D00111760	Blatt: 2 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-05-20	




	Modelltyp	
	ACID U pro	ACID B pro
A1 (mm)	298	385

- 1: Modelltyp ACID U pro S und ACID B pro S
- 2: Modelltyp ACID U pro L und ACID B pro L
- NW: 75
- AB: Abluftanschluss

Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ACID U pro, ACID B pro Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: D00111760	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-05-20	



	Modelltyp	
	ACID U pro ACID B pro	
	S	L
A2	60	250

● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: ACID U pro, ACID B pro Sicherheitsschrank mit Flügeltüren)		
	Zeichnungsnummer: D00111760	Blatt: 4 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-05-20	