




	Modelltyp	
	M	XL
H (mm)	2045	2045
B (mm)	594	1194
T (mm)	612	612
T1 (mm)	1100	1140
Türen	1	2
Leergewicht (kg)	270	450
Schrankinnen- volumen (m³)	0,43	0,95



Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BASIC standard Typ 30, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00120311	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2022-06-28	




	Modelltyp	
	M	XL
BS (mm)	481	1081
TS (mm)	444	444
M (kg)	75	75
Max. Zuladung (kg)	360	360
L (l)	10	30
V (l)	11	33
LB (mm)	374	974
Anzahl Lagerböden	3	3

BS: Breite Stellfläche
 TS: Tiefe Stellfläche
 M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
 L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
 V: max. Auffangvolumen
 LB: lichte Breite

Max. Einstellhöhen (mm)	
	Modelltyp M, XL
H1	526
H2	526
H3	538
Lagerböden im 16mm-Raster verstellbar	


Innenmaße


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BASIC standard Typ 30, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)	
	Zeichnungsnummer: D00120311	Blatt: 2 von 4
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2022-06-28
		



NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft
 TH: Thermoelement

Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BASIC standard Typ 30, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)		
	Zeichnungsnummer: D00120311	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2022-06-28	
			



● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

Benennung: BASIC standard
Typ 30, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)

Zeichnungsnummer: D00120311 Blatt: 4 von 4

Revision: 00 Datum: 2022-06-28



 **DÜPERTHAL**