


	Modelltyp
	COOL standard LL
H (mm)	2050
B (mm)	894
T (mm)	791
T1 (mm)	1579
Türen	1
Leergewicht (kg)	485

AU / AUV: Abluftüberwachungseinheit
siehe Blatt 3

Außenbereich

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COOL standard LL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür		
	Zeichnungsnummer: D00130907	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2024-12-19	



	Modelltyp
	COOL standard LL
H1 (mm)	1373
H2 (mm)	896
BS1 (mm)	477
BS2 (mm)	470
TS1 (mm)	440
TS2 (mm)	282
M (kg)	40
L (l)	10
V (l)	11
Anzahl Glasboden	4
Anzahl Ablage	1
Max. Zuladung Kühlschrank (kg)	180
Max. Zuladung Auflastadapter (kg)	20*
Max. Gesamtgewicht (kg)	685

* Das Gewicht der Abluftüberwachung ist zu berücksichtigen.


- H1: Einstellhöhe über Ablage
- H2: Einstellbereich für Glasböden - verstellbar im Raster 32mm
- BS1: Breite Stellfläche Glasboden
- BS2: Breite Stellfläche Ablage
- TS1: Tiefe Stellfläche Glasboden
- TS2: Tiefe Stellfläche Ablage
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelbindes
- V: Max. Auffangvolumen

Daten Kühlschrank	Modelltyp
	COOL standard LL
Raumvolumen Kühlbereich (m ³)	0,261
Kühlmittel	R600a
Temperaturbereich (°C)	+3 bis +16
Klimaklasse	7
Anschlussspannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50
Leistungsaufnahme (W)	120




Innenbereich

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COOL standard LL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür		
	Zeichnungsnummer: D00130907	Blatt: 2 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2024-12-19	

Lüftungsanschluss mit AU




Lüftungsanschluss mit AUV



- AB: Abluftanschluss
- ZU: Zuluft
- TH: Thermoelement
- AU: Abluftüberwachungseinheit
 210 x 210 x 215 (B x T x H)
 Sensorkabellänge ca. 1m
 Netzspannung 230V / Netzfrequenz 50Hz
 Netzanschluss-Kabellänge ca. 1,8m
 Stecker-Typ E+F, CEE 7/7
- AUV: Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator
 255 x 310 x 275 (B x T x H)
 Abluftschlauchlänge ca. 1m
 Sensorkabellänge ca. 1m
 Netzspannung 230V / Netzfrequenz 50Hz
 Netzanschluss-Kabellänge ca. 1,8m
 Stecker-Typ E+F, CEE 7/7

Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: COOL standard LL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür		
	Zeichnungsnummer: D00130907	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2024-12-19	



 Stellbereich der Standkufen und Standfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: COOL standard LL
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür

Zeichnungsnummer: D00130907 Blatt: 4 von 4

Revision: 01 Datum: 2024-12-19

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

 **DÜPERTHAL**

