



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 012906 0522 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3
63791 Karlstein
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Sicherheitsschränke
Auflastadapter**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 034-713299345-000

Gültig bis: 2028-05-31

Datum, 2023-06-28

Horst Kristen

(Horst Kristen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 012906 0522 Rev. 00

Modell(e): CLASSIC, PREMIUM

Kenndaten:

Auflastadapter CLASSIC	
Modellgröße	ca. Abmessungen (BxTxH in mm)
S, M	594x609x30
SL, ML	594x744x30
L	894x609x30
LL	894x744x30
XS, XL	1194x609x30
XXL (2-teilig)	2x827x744x30

Auflastadapter PREMIUM	
Modellgröße	ca. Abmessungen (BxTxH in mm)
M	594x595x30
ML	594x745x30
XL	1194x595x30

Feuerwiderstandsdauer: FWF 90

Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.

Geprüft nach: PPP 50034A:2018