



Numéro d'article: 1.39.202

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 1200 x 800 x 360 mm (L x P x H en mm),
volume collecté: 215 l

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	Bacs de rétention
Filtre pour marchandises	acier
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	1200 mm
hauteur extérieure	360 mm
Poids (produit)	72 kg