



Numéro d'article: 1.40.502

Gamme de produits

aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 3880 x 1300 x 200 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 335 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis (de 3 pièces) galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	Bacs de rétention
Filtre pour marchandises	acier
Largeur extérieure	1300 mm
Profondeur extérieure	3880 mm
hauteur extérieure	200 mm
Poids (produit)	277 kg