



Numéro d'article: 1.41.201

Gamme de produits

équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 800 x 800 x 465 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

Avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 250 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises

Bacs de rétention

Filtre pour marchandises

acier

Largeur extérieure

800 mm

Profondeur extérieure

800 mm

hauteur extérieure

465 mm

Poids (produit)

59 kg