



Numéro d'article: 1.41.202-1

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 1200 x 800 x 360 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 200 l

couleur: bleu - RAL 5010

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 500 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR

Catégorie de marchandises	bacs de rétention
Filtre pour marchandises	acier
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	1200 mm
hauteur extérieure	300 mm
Poids (produit)	70 kg