



Numéro d'article: 1.41.204

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 2400 x 800 x 250 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 1000 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	Bacs de rétention
Filtre pour marchandises	acier
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	2400 mm
hauteur extérieure	250 mm
Poids (produit)	113 kg