



Numéro d'article: 1.41.208

Gamme de produits

équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 2700 x 1300 x 205 mm (L x P x H en mm),

volume collecté: 210 l

couleur: bleu - RAL 5012

épaisseur de matériau: 3 mm

avec caillebotis galvanisé amovible,

glisses de réglage: hauteur 100 mm,

charge admissible: 1600 kg.

Convenant pour les liquides combustibles F+, F et

les liquides polluant d'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Déclaration de conformité (ÜHP)

selon StawaR, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	Bacs de rétention
Filtre pour marchandises	acier
Largeur extérieure	1300 mm
Profondeur extérieure	2700 mm
hauteur extérieure	205 mm
Poids (produit)	194 kg