



Artikelnummer: 1.46.020

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mit je 4 Gitterrostböden,
Regalmaße: ca. 2000 x 600 x 2100 (B x T x H in mm)
Wannenmaße: ca. 2400 x 800 x 250 (B x T x H in mm)
Auffangvolumen: 200 l,
geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und
wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3,
Standwanne, Regalständer und Gitterrostböden
verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm,
Tragfähigkeit je Boden 150 kg bei gleichmäßig
verteilter Last, Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe,
Regal im Stecksystem zur Selbstmontage.

Prüfungen:

Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
nach StawaR, DLG-FOKUS-TEST, TÜV-GEPRÜFT

Handelswarekategorie	Auffangwannen
Handelsware-Filter	Stahl, mit Regal
Außenbreite	800 mm
Außentiefe	2400 mm
Außenhöhe	2100 mm
Gewicht (Produkt)	227 kg