



Numéro d'article: 1.46.020

Gamme de produits

Aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

avec 4 caillebotis par unité,
Dim étagèr.: 2000 x 600 x 2100 (L x P x H en mm)
Dim bacs rét.: 2400 x 800 x 250 (B x T x H in mm)
capacité volume: 200 l,
adaptable pour des liquides F+, F ainsi que
des liquides en risque polluant d'eau WGK 1 - 3,
supports et étagères galvanisées,
niveaux réglables tout les 25 mm,
capacité par étagère: 150 kg,
étalement de charge symétrique présumé.
Étagère à enficher par le client.
Vérifications:
Étagères avec déclaration de conformité (ÜHP)
selon StawaR, testées selon DLG-FOKUS-TEST, TÜV.

Catégorie de marchandises

Bacs de rétention

Filtre pour marchandises

acier, avec étagère

Largeur extérieure

800 mm

Profondeur extérieure

2400 mm

hauteur extérieure

2100 mm

Poids (produit)

227 kg