



Numéro d'article: 1.46.530

Gamme de produits

aménagement de
sécurité

Catégorie de produit

avec 4 étagères,
Dim.: env. 1000 x 600 x 2000 (L x P x H en mm)
capacité volume: 4 x 30 l,
adaptable pour des liquides F+, F ainsi que
des liquides en risque polluant d'eau WGK 1 - 3,
supports et étagères galvanisées,
niveaux réglables tout les 25 mm,
capacité par étagère: 150 kg,
étalement de charge symétrique présumé.

Etagère à enficher par le client.

Vérifications:

Etagères avec déclaration de conformité (ÜHP)
selon StawaR, testées selon DLG-FOKUS-TEST, TÜV.

Catégorie de marchandises	bacs de rétention
Filtre pour marchandises	acier, avec étagère
Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	1000 mm
hauteur extérieure	2000 mm
Poids (produit)	121 kg