



Artikelnummer: 1.48.212

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

für 2 x 200 l-Fass,
Maße: ca. 1437 x 1015 x 1614 (L x B x H in mm),
Auffangvolumen: 210 l,
Außenlackierung RAL 5012 blau,
mit natürlichem Luftwechsel,
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost,
Dach mit Gasdruckfedern, abschließbar,
Einfahrtaschen mit 100 mm Unterfahrhöhe,
geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und
wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3.
Prüfung:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-38.5-101 des DIBt-Berlin, TÜV-GEPRÜFT

Handelswarekategorie	Lagercontainer
Außenbreite	1015 mm
Außentiefe	1437 mm
Außenhöhe	1614 mm
Gewicht (Produkt)	236 kg