



Numéro d'article: 1.48.212

Gamme de produits

équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 2 x fût à 200 l,
Dim.: env. 1437 x 1015 x 1614 (L x P x H en mm),
volume collecté: 210 l
tôle d'acier laquée: bleu - RAL 5012
ventilation naturelle,
bac de rétention a caillebotis galvanisé ,
toit verrouillable avec vérin pneumatique
glisses de réglage: hauteur 100 mm,
convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.
Attestations:
Homologation générale du DiBt, Berlin
Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	conteneur de stockage
Largeur extérieure	1015 mm
Profondeur extérieure	1437 mm
hauteur extérieure	1614 mm
Poids (produit)	236 kg