



Numéro d'article: 1.48.214

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 4 x fût à 200 l,
Dim.: env. 1437 x 1500 x 1557 (L x P x H en mm),
volume collecté: 220 l
tôle d'acier laquée: bleu - RAL 5012
ventilation naturelle,
bac de rétention a caillebotis galvanisé,
toit verrouillable avec vérin pneumatique
glisses de réglage: hauteur 100 mm,
convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.
Attestations:
Homologation générale du DiBt, Berlin
Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	conteneur de stockage
Largeur extérieure	1500 mm
Profondeur extérieure	1437 mm
hauteur extérieure	1557 mm
Poids (produit)	302 kg