



Numéro d'article: 1.49.412

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

pour 2 x fût à 200 l,
Dim.: env. 1437 x 1015 x 1514 (L x P x H en mm),
volume collecté: 210 l
ventilation naturelle,
bac de rétention a caillebotis galvanisé,
toit verrouillable avec vérin pneumatique
Porte frontale abaissable peut être
utiliser comme rampe d'accès,
convenant pour les liquides combustibles F+, F et
les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin
Z-38.5-101, testées selon TÜV.

Catégorie de marchandises	conteneur de stockage
Largeur extérieure	1015 mm
Profondeur extérieure	1437 mm
hauteur extérieure	1514 mm
Poids (produit)	224 kg