



Numéro d'article: 1.49.414

**Gamme de produits**

aménagement de  
sécurité

**Catégorie de produit**

pour 4 x fût à 200 l,  
Dim.: env. 1437 x 1500 x 1457 (L x P x H en mm),  
volume collecté: 220 l  
ventilation naturelle,  
bac de rétention a caillebotis galvanisé,  
toit verrouillable avec vérin pneumatique.  
Porte frontale abaissable peut être  
utiliser comme rampe d'accès,  
convenant pour les liquides combustibles F+, F et  
les liquides polluants l'eau WGK 1 - 3.

Attestations:

Homologation générale du DiBt, Berlin  
Z-38.5-101, testées selon TÜV.

## Catégorie de marchandises

conteneur de stockage

### Largeur extérieure

1500 mm

### Profondeur extérieure

1437 mm

### hauteur extérieure

1457 mm

### Poids (produit)

290 kg