



Numéro d'article: 1.52.476

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 2000 x 500 (L x P en mm)

contenu:

2 supports

4 consoles (réglables à 140 mm)

2 caillebotis

capacité: 120 kg chaque caillebotis

sous condition de chargement symétrique

Catégorie de marchandises

conteneur de stockage

Filtre pour marchandises

accessoires

Largeur extérieure

500 mm

Profondeur extérieure

2000 mm

Poids (produit)

0,1 kg