



Numéro d'article: 1.52.478

Gamme de produits

Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 1000 x 500 (L x P en mm)

contenu:

2 supports

4 consoles (réglables à 140 mm)

2 caillebotis

capacité: 120 kg chaque caillebotis

sous condition de chargement symétrique

Catégorie de marchandises	conteneur de stockage
Filtre pour marchandises	accessoires
Largeur extérieure	500 mm
Profondeur extérieure	1000 mm
Poids (produit)	0,1 kg