



Artikelnummer: 1.72.030

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

für Kleingebinde,
Maße: ca. 1000 x 600 x 85 (L x B x H in mm),
geringes Eigengewicht: 4 kg,
zur Lagerung wassergefährdender,
nichtbrennbarer Flüssigkeiten, WGK 1 - 3.

Prüfung:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-40.22-388 des DIBt-Berlin

Handelswarekategorie	Auffangwannen
Handelsware-Filter	Polyethylen
Außenbreite	600 mm
Außentiefe	980 mm
Außenhöhe	85 mm
Gewicht (Produkt)	4 kg