



Artikelnummer: 1.73.040

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

für Kleingebinde,
Maße: ca. 1300 x 620 x 80 (L x B x H in mm),
Tragfähigkeit: 50 kg,
geringes Eigengewicht: 13 kg,
mit verzinktem Stahlgitterrost,
geeignet für wassergefährdende,
nichtbrennbare Flüssigkeiten WGK 1 - 3.
Prüfung:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-40.22-388 des DIBt-Berlin

Handelswarekategorie	Auffangwannen
Handelsware-Filter	Polyethylen
Außenbreite	620 mm
Außentiefe	1300 mm
Außenhöhe	80 mm
Gewicht (Produkt)	13 kg