



Artikelnummer: 1.96.100

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301
und PTFE, elektrostatisch leitfähig,
Auslaufbogen abschraubbar.

Eintauchtiefe: 910 mm

Fördermenge pro Hub: 560 ml

Gesamtlänge: 1.030 mm

Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

Handelswarekategorie

Pumpen

Gewicht (Produkt)

2 kg