



Artikelnummer: 1.97.870

Produktbereich
Produktkategorie

Sicherheitsausrüstung

für leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe,
Fasspumpen-Set bestehend aus:
Edelstahl-Fasspumpe,
Restentleerungs-Pumpwerk aus Niro,
2 m Lösemittelschlauch DN 19,
leitfähige Schlauchverbindungen,
Potentialausgleichskabel,
Messing-Zapfpistole und PP-Fassadapter,
Schutzart IP 54,
230 V Motor mit 5 m Kabel und Schukostecker,
ex-geschützt gemäß ATEX 100 a.
Antrieb: Elektrisch
Tauchtiefe: 1000 mm
Tauchrohr-Durchmesser: 41 mm

Handelswarekategorie

Pumpen

Gewicht (Produkt)

14,5 kg