



Artikelnummer: 11.50.400

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

für Industrieflüssigkeiten,  
Vliesstoff-Bindemittel aus  
Polypropylen-Mikrofasern,  
Maße: D = 7 cm, Länge = 1,20 m  
max. Aufnahmekapazität: 80 l pro VE.  
Prüfungen:  
GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund  
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

**Handelswarekategorie**

Notfallprodukte

**Handelsware-Filter**

Absorber und Bindemittel

**Gewicht (Produkt)**

9,5 kg