



Artikelnummer: 11.51.300

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Vliesstoff-Bindemittel aus  
Polypropylen-Mikrofasern,  
Maße: ca. 800 mm x 60 m  
längs u. quer perforiert, alle 500 mm  
max. Aufnahmekapazität: 173 l pro VE.  
Prüfungen:  
GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund  
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

<b>Handelswarekategorie</b>	Notfallprodukte
<b>Handelsware-Filter</b>	Absorber und Bindemittel
<b>Gewicht (Produkt)</b>	10,5 kg