



Artikelnummer: 11.90.920

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt,  
für alle Flüssigkeiten einsetzbar,  
nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf,  
sparsame und problemlose Dosierung,  
löst keine gefährlichen Reaktionen aus,  
auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral),  
Bindersättigung durch Farbtintensivität sichtbar,  
Dambildung möglich, quillt auf,  
verfügt über Indikatorfunktion -  
Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen:

GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund  
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Handelswarekategorie</b> | Notfallprodukte          |
| <b>Handelsware-Filter</b>   | Absorber und Bindemittel |
| <b>Außenbreite</b>          | 140 mm                   |
| <b>Außentiefe</b>           | 140 mm                   |
| <b>Außenhöhe</b>            | 265 mm                   |
| <b>Gewicht (Produkt)</b>    | 1,647 kg                 |