



Artikelnummer: 11.90.930

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt,
für alle Flüssigkeiten einsetzbar,
nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf,
sparsame und problemlose Dosierung,
löst keine gefährlichen Reaktionen aus,
auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral),
Bindersättigung durch Farbtintensivität sichtbar,
Damm bildung möglich, quillt auf,
verfügt über Indikatorfunktion -
Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen:

GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund
und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Handelswarekategorie	Notfallprodukte
Handelsware-Filter	Absorber und Bindemittel
Außenbreite	24 mm
Außentiefe	39 mm
Außenhöhe	20 mm
Gewicht (Produkt)	5,6 kg