

13.10.2025 20:20



CHEM line

Artikelnummer: 20-190947-050

ProduktbereichSicherheitsschränkeProduktkategorieNicht brennbare

Medien

Allgemein

Linie	CHEM
Variante	tox
Größe	LS
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Lüftungsanschluss	ja

Zertifizierung

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0526
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 16121/16122	ja



13.10.2025 20:20

Technische Daten

Außenbreite	950 mm
Außentiefe	420 mm
Außenhöhe	2018 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	50 kg
max. Zuladung	200 kg
max. Gesamtgewicht	280 kg
max. Volumen Einzelgebinde	18 L
Auffangvolumen	20 L
Gewicht (Produkt)	80 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7035

Türen

Anzahl Türen	2
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 7035
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Drehgriff
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	3-Punkt



13.10.2025 20:20

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	verzinkt
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	3
Lagerbereiche (LB)	3
Einstellhöhe	508 mm