



CHEM line

Artikelnummer: 20-200667-010

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Nicht brennbare

Medien

Allgemein

Linie	CHEM
Variante	standard
Größe	M
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Lüftungsanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0526
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 16121/16122	ja

Technische Daten

Außenbreite ca.	594 mm
Außentiefe ca.	612 mm
Außenhöhe ca.	2113 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	50 kg
max. Zuladung	200 kg
max. Gesamtgewicht	269 kg
max. Volumen Einzelbinde	20 L
Auffangvolumen	26 L
Gewicht (Produkt) ca.	69 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7004

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 7004
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Drehgriff
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	3-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	verzinkt
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	3
Lagerbereiche (LB)	3
Einstellhöhe ca.	552 mm