

13.10.2025 16:29



CHEM line

Artikelnummer: 20-200667-010

ProduktbereichSicherheitsschränkeProduktkategorieNicht brennbare

Medien

Allgemein

Linie	CHEM
Variante	standard
Größe	М
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Lüftungsanschluss	ja

Zertifizierung

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0526
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 16121/16122	ja



13.10.2025 16:29

Technische Daten

Außenbreite	594 mm
Außentiefe	612 mm
Außenhöhe	2113 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	50 kg
max. Zuladung	200 kg
max. Gesamtgewicht	269 kg
max. Volumen Einzelgebinde	20 L
Auffangvolumen	26 L
Gewicht (Produkt)	69 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7004

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 7004
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Drehgriff
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	3-Punkt



13.10.2025 16:29

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	verzinkt
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	3
Lagerbereiche (LB)	3
Einstellhöhe	552 mm