



## CHEM line

Artikelnummer: 20-200667-050

**Produktbereich**

Sicherheitsschränke

**Produktkategorie**

Nicht brennbare

Medien

## Allgemein

Linie	CHEM
Variante	tox
Größe	M
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Lüftungsanschluss	ja

## Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0526
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 16121/16122	ja

## Technische Daten

<b>Außenbreite ca.</b>	594 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	612 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2113 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	50 kg
<b>max. Zuladung</b>	200 kg
<b>max. Gesamtgewicht</b>	269 kg
<b>max. Volumen Einzelbinde</b>	20 L
<b>Auffangvolumen</b>	26 L
<b>Gewicht (Produkt) ca.</b>	69 kg

## Schrank

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7004

## Türen

<b>Anzahl Türen</b>	1
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Türfarbe</b>	RAL 7004
<b>Türanschlag</b>	rechts
<b>Türbedienung</b>	klassisch
<b>Türtechnik</b>	klassisch
<b>Türgriff</b>	Drehgriff
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen
<b>Verriegelungspunkte</b>	3-Punkt

## Innenausstattung

<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Innenausstattung Farbe</b>	verzinkt
<b>Bodenauffangwanne</b>	fest
<b>Lagerboden</b>	ja
<b>Lagerebenen (LE)</b>	3
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	3
<b>Einstellhöhe ca.</b>	552 mm