

01.12.2025 14:47



#### **CHEM line**

Artikelnummer: 20-200967-010

ProduktbereichSicherheitsschränkeProduktkategorieNicht brennbare

Medien

# **Allgemein**

Linie	CHEM
Variante	standard
Größe	L
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Lüftungsanschluss	ja

### **Prüfkriterien und Dokumentation**

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0526
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 16121/16122	ja



01.12.2025 14:47

### **Technische Daten**

Außenbreite	894 mm
Außentiefe	612 mm
Außenhöhe	2113 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	50 kg
max. Zuladung	200 kg
max. Gesamtgewicht	291 kg
max. Volumen Einzelgebinde	30 L
Auffangvolumen	34 L
Gewicht (Produkt)	91 kg

## Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7004

#### Türen

Anzahl Türen	2
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 7004
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Drehgriff
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	3-Punkt



01.12.2025 14:47

## Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	verzinkt
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	3
Lagerbereiche (LB)	3
Einstellhöhe	552 mm