

01.12.2025 15:05



CLASSIC line

Artikelnummer: 29-200667-006

Produktbereich Sicherheitsschränke

Produktkategorie Typ 90 - für

Reinräume

Allgemein

Linie	CLASSIC
Variante	pure
Größe	М
Тур	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja
CE-Konformität	ja



01.12.2025 15:05

Technische Daten

Außenbreite	594 mm
Außentiefe	612 mm
Außenhöhe	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	75 kg
max. Zuladung	360 kg
max. Gesamtgewicht	675 kg
max. Volumen Einzelgebinde	10 L
Auffangvolumen	11 L
Gewicht (Produkt)	315 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 9006
Innenverkleidung Material	Edelstahl V2A
Sockel	klassisch
Sockelhöhe	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015



01.12.2025 15:05

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9006
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Edelstahl V2A
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	4
Lagerbereiche (LB)	4
Einstellhöhe	390 mm