



CLASSIC line

Artikelnummer: 29-200667-006

Produktbereich

Sicherheitsschränke

Produktkategorie

Typ 90 - für

Reinräume

Allgemein

Linie	CLASSIC
Variante	pure
Größe	M
Typ	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja
CE-Konformität	ja

Technische Daten

Außenbreite ca.	594 mm
Außentiefe ca.	612 mm
Außenhöhe ca.	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	75 kg
max. Zuladung	360 kg
max. Gesamtgewicht	675 kg
max. Volumen Einzelbinde	10 L
Auffangvolumen	11 L
Gewicht (Produkt) ca.	315 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 9006
Innenverkleidung Material	Edelstahl V2A
Sockel	klassisch
Sockelhöhe ca.	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9006
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Edelstahl V2A
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	4
Lagerbereiche (LB)	4
Einstellhöhe ca.	390 mm