

01.12.2025 14:57



CLASSIC line

Artikelnummer: 29-200677-030

ProduktbereichSicherheitsschränkeProduktkategorieTyp 90 - brennbare

Flüssigkeiten

Allgemein

Linie	CLASSIC
Variante	standard
Größe	ML
Тур	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja

Prüfkriterien und Dokumentation

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja
CE-Konformität	ja



01.12.2025 14:57

Technische Daten

Außenbreite	594 mm
Außentiefe	747 mm
Außenhöhe	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	75 kg
max. Zuladung	360 kg
max. Gesamtgewicht	680 kg
max. Volumen Einzelgebinde	15 L
Auffangvolumen	16,5 L
Gewicht (Produkt)	325 kg

Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7035
Innenverkleidung Material	Dekorplatten
Innenverkleidung Farbe	RAL 7035
Sockel	klassisch
Sockelhöhe	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015



01.12.2025 14:57

Türen

Anzahl Türen	1
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 1018
Türanschlag	rechts
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

Innenausstattung

Innenausstattung Material	Stahlblech
Innenausstattung Farbe	RAL 7035
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	4
Lagerbereiche (LB)	4
Einstellhöhe	394 mm