

20.11.2025 06:45



## **CLASSIC** line

Artikelnummer: 29-201267-006

**Produktbereich** Sicherheitsschränke

**Produktkategorie** Typ 90 - für

Reinräume

## **Allgemein**

Linie	CLASSIC
Variante	pure
Größe	XL
Тур	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja

### **Prüfkriterien und Dokumentation**

TÜV-Süd Zertifikat-Nr.	Z1A 012906 0520
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
TÜV-Süd High Quality Zertifikat	Z2 012906 0513
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja
CE-Konformität	ja



20.11.2025 06:45

### **Technische Daten**

Außenbreite	1194 mm
Außentiefe	612 mm
Außenhöhe	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	75 kg
max. Zuladung	360 kg
max. Gesamtgewicht	815 kg
max. Volumen Einzelgebinde	30 L
Auffangvolumen	33 L
Gewicht (Produkt)	530 kg

## Schrank

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 9006
Innenverkleidung Material	Edelstahl V2A
Sockel	klassisch
Sockelhöhe	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015



20.11.2025 06:45

#### Türen

Anzahl Türen	2
Türart	Flügeltür
Türverkleidung Material	Stahlblech
Türfarbe	RAL 9006
Türbedienung	klassisch
Türtechnik	klassisch
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Verriegelungspunkte	1-Punkt

# Innenausstattung

Innenausstattung Material	Edelstahl V2A
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	4
Lagerbereiche (LB)	4
Einstellhöhe	394 mm