



Artikelnummer: 3.85.005

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Edelstahl 1.4571 poliert

Maße: ca. 130 x 280 x 210 (B x T x H in mm)

Flammsperre im Behälterhals,

incl. selbstschließender Abfüllhahn,

manueller Überdruck-/Vakuumausgleich,

Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Handelswarekategorie

Sicherheitsbehälter

Handelsware-Filter

flüssige Gefahrstoffe

Außenbreite

280 mm

Außentiefe

130 mm

Außenhöhe

210 mm

Gewicht (Produkt)

2 kg