



Artikelnummer: 3.86.005

Produktbereich

Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Edelstahl 1.4571 poliert

Maße: ca. 130 x 210 x 310 (B x T x H in mm)

Flammsperre im Behälterhals,
selbstschließender Dosierhahn mit Belüftung,
automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Handelswarekategorie	Sicherheitsbehälter
Handelsware-Filter	flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite	210 mm
Außentiefe	130 mm
Außenhöhe	280 mm
Gewicht (Produkt)	2 kg