



Artikelnummer: 3.86.010

**Produktbereich**

Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Edelstahl 1.4571 poliert  
Maße: ca. 130 x 280 x 380 (B x T x H in mm)  
Flammsperre im Behälterhals,  
selbstschließendes Dosierhahn mit Belüftung,  
automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich,  
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

<b>Handelswarekategorie</b>	Sicherheitsbehälter
<b>Handelsware-Filter</b>	flüssige Gefahrstoffe
<b>Außenbreite</b>	370 mm
<b>Außentiefe</b>	130 mm
<b>Außenhöhe</b>	280 mm
<b>Gewicht (Produkt)</b>	2 kg